

**ECO-
friendly**

Geratherm®

classic


Das einzige analoge Fieberthermometer
OHNE Quecksilber - weltweit!



Fieberthermometer
Termometro per la
misurazione della febbre
Thermomètre médical
Koortsthermometer



Made in GERMANY



ÖKO-TEST
RICHTIG GUT LEBEN

Geratherm
Ohne Quecksilber

gut

ÖKO-TEST Magazin 03/08

- Mit Gallium - der nicht toxischen Messflüssigkeit
- Die umweltfreundliche Alternative
- Lebenslang garantierte Messgenauigkeit (+0,1/ -0,15 °C)
- 100 % hygienisch, 100% wasserdicht
- Für Allergiker geeignet (Nickel- und PVC-frei)
- Messbereich: 35,0 °C - 42,0 °C
- Weltweit patentiert